



Mintavételi ajánlás vezetékes ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatához

Az ólom vizsgálatához 2 egymást követő mintavételre van szükség, a hideg vizes csapból. Az első a „pangó” víz, a második kb. 1 perces folytatást követően legyen.

A jogszabály 1 liter gyűjtött mintából írja elő az elemzést, amit az alábbiak szerint vegyen.

Mintavételhez megfelelő edény:

2 db 1literes üres műanyag (nem ízesített) ásványvizes flakon. A két flakont jelölje meg 1 ill. 2 sorszámmal.



(Ne használjon olyan flakont, amiben előtte ásványvizen vagy ivóvízen kívül más folyadék is volt és ne használjon mosogatószer a tisztításukhoz).

Mintavétel időpontja: reggel, a konyhai hideg vizes csap első használata előtt

1minta: ➤ megnyitás előtt helyezze a csap kifolyó nyílásához a flakont, és megnyitást követően töltsen tele, vegye el a flakont a vízszugárból, majd folyassa tovább a vizet.

2minta: ➤ kb. 1 perc folytatást követően a 2. flakont helyezze a vízszugár alá és töltsen meg.



A flakont megtöltés után a kupakjával zárja le, és juttassa be a laboratóriumba.



Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.

A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, összehasonlítható határértékekkel.

Mintaátvétel: munkanapon 8:00-15:00

Víz Kutató Vízkémia Kft. Akkreditált Laboratórium



1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.

Érkezését a 3-as kapucsengőn jelezze a kapu előtt és a bejáratnál is.



www.vizkemia.hu



1-2124157



A vizsgálati ár: bruttó 7500 Ft/2db minta.

Fizetés: mintaleadáskor