



Mintavételi ajánlás vezetékes ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatához

Az ólom vizsgálatához 2 egymást követő mintavételre van szükség, az első a „pangó” víz, a második kb 2-3 perces folyatást követően legyen.

A szabvány 1 liter gyűjtött vízből írja elő az elemzés; így mindkét mintát az alábbiak szerint vegye.

Mintavételhez megfelelő edény:

2 db 1 literes üres műanyag (nem ízesített) ásványvizes flakon. A két flakont jelölje meg 1 ill. 2 sorszámmal.



(Ne használjon olyan flakont, amiben előtte ásványvízen vagy ivóvízen kívül más folyadék is volt és ne használjon mosogatószerrel a tisztításhoz).

Mintavétel időpontja: reggel, a csap első használata előtt

1minta: ➤ megnyitás előtt helyezze a csap kifolyó nyílásához a flakont, és megnyitást követően töltsen tele, vegye el a flakont a vízszugárból, majd folyassa tovább a vizet.

2minta: ➤ kb. 2-3 perc folyatást követően a 2. flakont helyezze a vízszugár alá és töltsen meg.

➤ A flakont mindkét esetben töltsen színültig a vizsgálandó vízzel, kupakkal zárja le, és juttassa be a laboratóriumba.



Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.

A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, összehasonlítható határértékekkel.

Mintaátvétel: munkanapon 8:00-15:00
Víz KUTATÓ KÉMIA Kft. Akkreditált laboratórium



1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.

Érkezését a 3-as kapucsengőn jelezze a vaskapu előtt és a bejáratnál is.



www.vizkemia.hu



1-2124157



Vizsgálati ár: bruttó 7500 Ft/2db minta.

Laboratóriumunkban előre fizetést kérünk, eredményközlés e-mailben.

Érvényes: 2018.01.07.